

## ウサギ抗ヒト Cd96/Tactile モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P40200

商品番号: CM0008167



### 前書き

標識ウサギ抗ヒト CD96/TACTILE  
モノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。組換え免疫原（aa 25-519）。免疫細胞接着研究およびNK/T細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名         | ウサギ抗ヒト CD96/TACTILE mAb                                    |
| 備考/別名       | TACTILE                                                    |
| 種           | ヒト                                                         |
| GeneID (ヒト) | 10225                                                      |
| GeneID      | 10225                                                      |
| 免疫原         | ヒト CD96/TACTILE (NP_937839.1) のアミノ酸25-519内の配列に対応する組換えタンパク質 |
| 供給源         | ウサギ                                                        |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                                  |
| アプリケーション    | FC                                                         |
| 交差反応性       | ヒト                                                         |
| SWISS       | P40200                                                     |
| タンパク質分子量    | 65kDa                                                      |
| 配送          | 氷袋                                                         |