


Rabbit Anti-Human Cd97 Mab For Fc - P48960

商品番号: CM0006065



前書き

フローサイトメトリー用Rabbit anti-Human CD97モノクローナル抗体。ヒトCD97と反応します。白血球の接着および移動の研究に有用です。細胞外ドメインを認識し、分子量は92kDa、SWISS P48960です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD97 mAb
備考/別名	CD97; TM7LN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	976
GeneID	976
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD97 (NP_510966.1) のアミノ酸21-398に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P48960
タンパク質分子量	92kDa
配送	氷袋