


## Rabbit Anti-Human Cd97 Mab For Fc - P48960

商品番号: CM0005695



## 前書き

フローサイトメトリー用、ヒトCD97（ADGRE5）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。白血球の接着および移動に関与し、造血細胞に広く発現しています。免疫学的研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                          |
|-------------|----------------------------|
| 製品名         | Rabbit anti-Human CD97 mAb |
| 備考/別名       | CD97; TM7LN1               |
| 種           | ヒト                         |
| GeneID (ヒト) | 976                        |
| GeneID      | 976                        |
| 免疫原         | 組換えタンパク質                   |
| 由来          | ウサギ                        |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                  |
| アプリケーション    | FC                         |
| 交差反応性       | ヒト                         |
| SWISS       | P48960                     |
| タンパク質分子量    | 81kDa/86kDa/92kDa          |
| 配送          | 氷袋                         |