


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCd97 モノクローナル抗体 () - P48960

商品番号: CM0012783



前書き

ヒトCD97 (ADGRE5)
を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。に
標識されており、直接免疫蛍光法に適しており、造血
細胞のフローサイトメトリー解析やがん研究に理想的
です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD97 mAb
備考/別名	ADGRE5; CD97; TM7LN1; CD97抗原
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	976
遺伝子ID	976
免疫原	ヒトCD97のアミノ酸21-398に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_510966.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P48960
タンパク質分子量	81kDa/86kDa/91kDa
輸送	氷袋