


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト CD97 モノクローナル抗体 - P48960

商品番号: CM0011452



前書き

白血球接着 GPCR であるヒト

CD97 (ADGRE5) を標的とする

標識ウサギモノクローナル抗体。白血球の遊走、炎症、腫瘍生物学の研究におけるフローサイトメトリー用としてバリデーション済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD97 mAb
備考／別名	CD97; TM7LN1
種	ヒト
遺伝子 ID (ヒト)	976
免疫原	ヒト CD97 (NP_510966.1) のアミノ酸 21~398 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P48960
タンパク質分子量	81kDa/86kDa/92kDa
配送	保冷バッグ