


標識 ウサギ 抗ヒト CD98 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P08195

商品番号: CM0010357



前書き

標識のウサギ由来モノクローナル抗体で、ヒトCD98（SLC3A2）を標的とし、フローサイトメトリーに使用します。アミノ酸輸送、インテグリンシグナル伝達、ウイルス侵入メカニズムの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒト CD98 モノクローナル抗体
備考/別名	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6520
遺伝子ID	6520
免疫原	ヒトCD98（NP_002385.3）のアミノ酸206-630に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
SWISS	P08195
タンパク質分子量	57kDa/61kDa/67kDa/68kDa/71kDa
発送	保冷剤（氷袋）