


ウサギ抗ヒトCD99 Mab（フローサイトメトリー用） - P14209

商品番号: CM0005616



前書き

標識ウサギ抗ヒトCD99モノクローナル抗体（クローンMIC2/HBA71）。フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。ヒトCD99（P14209、19kDa）を認識します。T細胞接着や白血球遊出研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD99 mAb
別名	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4267
遺伝子ID	4267
免疫原	合成ペプチド ヒトCD99（NP_002405.1）のアミノ酸24～123番目の配列に相当する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P14209
タンパク質分子量	19kDa
輸送方法	保冷剤