


ウサギ抗ヒトCD99モノクローナル抗体（If/IccおよびFc用） - P14209

商品番号: CM0010239



前書き

ヒトCD99（MIC2）に対する標識ウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光法（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）用。T細胞接着や白血球血管外遊出の研究に有効なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD99 mAb
備考/別名	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4267
遺伝子ID	4267
免疫原	合成ペプチド：ヒトCD99（NP_002405.1）のアミノ酸24-123に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P14209
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ