


ウサギ抗ヒトCD99モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - P14209

商品番号: CM0004963



前書き

で標識された、ヒトCD99に対するウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光法（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）で検証済み。CD99（MIC2）はT細胞接着および白血球血管外遊出に関与。ヒト試料の解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD99 mAb
備考/別名	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4267
遺伝子ID	4267
免疫原	合成ペプチド ヒトCD99（NP_002405.1）のアミノ酸24-123に対応する領域の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用方法	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P14209
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷剤