

ウサギ抗ヒトCdaモノクローナル抗体（Fc (Intra)用） - P32320

商品番号: CM0010884



前書き

細胞内フローサイトメトリー用、標識ウサギ抗ヒトシチジンデアミナーゼ（CDA/CDD）モノクローナル抗体。ヒトCDAと反応し、免疫原はアミノ酸1-146をカバーしています。ヌクレオチド代謝および顆粒球生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCDAモノクローナル抗体
備考/別名	CDD
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	978
遺伝子ID	978
免疫原	ヒトCDAのアミノ酸1-146に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001776.1)
ソース	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P32320
タンパク質重量	16kDa
配送	アイスバッグ