

ウサギ抗ヒトCdaモノクローナル抗体（Fc（細胞内）用） - P32320

商品番号: CM0004512



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトCDA（CDD）に対する。細胞内フローサイトメトリーで検証済み。16 kDaのタンパク質を検出し、ヒトと交差反応性あり。シチジンデアミナーゼ研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCDA mAb
備考/別名	CDD
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	978
遺伝子ID	978
免疫原	ヒトCDA（NP_001776.1）のアミノ酸1-146に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P32320
タンパク質分子量	16kDa
輸送	保冷バッグ