

細胞内フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトCdaモノクローナル抗体 - P32320

商品番号: CM0010067



前書き

ヒトシチジンデアミナーゼ（CDA/CDD）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済みであり、顆粒球で高発現する16 kDaの亜鉛依存性酵素であるCDAの検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCDA mAb
備考/別名	CDD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	978
免疫原	ヒトCDA (NP_001776.1) のアミノ酸1-146に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P32320
タンパク質分子量	16kDa
発送条件	保冷剤（氷袋）