

ウサギ抗ヒト Cdcpl モノクローナル抗体（Fc用） - Q9H5V8

商品番号: CM0009209

前書き

ヒト

CD318 (CD318、TRASK) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用。細胞接着、転移、白血病幹細胞研究に關与。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CDCP1 mAb
備考／別名	CD318; TRASK; SIMA135
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	64866
遺伝子ID	64866
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H5V8
タンパク質分子量	37kDa/72kDa/92kDa
輸送	保冷剤