

ウサギ抗ヒト Ceacam5/Cd66E Mab（フローサイトメトリー用） - P06731

商品番号: CM0004601

前書き

ヒトCEACAM5/CD66e（CEA）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での検証が完了しており、ヒト試料に反応します。免疫原は組換えタンパク質（アミノ酸35-685番）で、がん研究や細胞接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CEACAM5/CD66e mAb
別名	CEA; CD66e
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1048
GeneID	1048
免疫原	ヒトCEACAM5/CD66e（NP_004354.3）のアミノ酸35-685番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P06731
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	保冷剤