

Rabbit Anti-Human Ceacam5/Cd66E Monoclonal Antibody For Fc - P06731

商品番号: CM0004815



前書き

フローサイトメトリー用Rabbit anti-Human CEACAM5/CD66e Monoclonal Antibody。ヒトCEACAM5（CEA/CD66e）、77kDaの細胞表面糖タンパク質、腫瘍マーカー、および細胞接着分子を認識します。腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CEACAM5/CD66e mAb
備考/別名	CEA; CD66e
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1048
GeneID	1048
免疫原	ヒトCEACAM5/CD66e (NP_004354.3) のアミノ酸35-685に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P06731
タンパク質分子量	77kDa
配送	アイスバッグ