

ウサギ抗ヒト Ceacam6 モノクローナル抗体（Fc用） - P40199

商品番号: CM0009833



前書き

フローサイトメトリー向けの、ヒトCEACAM6 (CD66c)

を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。CEACAM6は細胞接着および腫瘍進行に関与しており、本抗体は腫瘍学および免疫学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CEACAM6 mAb
備考/別名	NCA; CEAL; CD66c
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4680
遺伝子ID	4680
免疫原	ヒトCEACAM6 (NP_002474.4) のアミノ酸35-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P40199
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ