

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトCeacam6モノクローナル抗体 - P40199

商品番号: CM0004281



前書き

ヒトCEACAM6（CD66c）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体です。CEACAM6は好中球および腫瘍細胞に発現する37

kDaのGPIアンカー型細胞接着分子です。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトCEACAM6 mAb
別名	NCA; CEAL; CD66c
反応種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	4680
免疫原	ヒトCEACAM6（NP_002474.4）のアミノ酸35～320に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P40199
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	保冷剤