

ウサギ抗ヒトClaudin18.2モノクローナル抗体（Fc用） - P56856-2

商品番号: CM0008630

前書き

ヒト検体のフローサイトメトリーで検証済みの、Claudin18.2（アイソフォームA2）を標的とする共役ウサギモノクローナル抗体です。分子量は27kDaで、胃の密着結合およびバリア機能の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトClaudin18.2 mAb
別名	SFTA5; SFTPJ
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51208
遺伝子ID	51208
免疫原	組換えタンパク質 ヒトClaudin18.2(NP_001002026.1)のアミノ酸1〜261番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P56856-2
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	保冷剤