

ウサギ抗ヒト Claudin18.2 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P56856-2

商品番号: CM0011314



前書き

ヒト Claudin18.2（P56856-2）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用。免疫原：組換えタンパク質（アミノ酸1〜261）。ヒトと反応します。胃バリア研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト Claudin18.2 mAb
備考／別名	SFTA5; SFTPJ
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51208
GeneID	51208
免疫原	ヒト Claudin18.2（NP_001002026.1）のアミノ酸1〜261に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P56856-2
タンパク質分子量	27kDa
配送	保冷バッグ