

ウサギ抗ヒトCR2/Cd21 モノクローナル抗体（Fc用） - P20023

商品番号: CM0008208



前書き

フローサイトメトリー用の共役ウサギ抗ヒトCR2/CD21モノクローナル抗体です。B細胞共受容体かつEBV受容体である補体受容体2型（SWISS P20023）を標的とします。免疫細胞プロファイリングに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCR2/CD21 mAb
備考/別名	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	1380
GeneID	1380
免疫原	ヒトCD21（NP_001868.2）のアミノ酸21～971番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P20023
タンパク質分子量	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
発送方法	氷袋