

ウサギ抗ヒトCr2/Cd21 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P20023

商品番号: CM0011984



前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗体で、B細胞補体受容体およびEBV侵入受容体であるヒトCR2/CD21を標的とします。フローサイトメトリーで検証済みであり、研究用途においてCD21発現細胞の直接免疫蛍光検出を可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCR2/CD21 mAb
備考/別名	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
種	ヒト
GeneID	1380
免疫原	ヒトCD21 (NP_001868.2) のアミノ酸21-971に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P20023
タンパク質分子量	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
輸送	氷袋