

細胞内フローサイトメトリー（Fc）用ウサギ抗ヒトサイトケラチン18モノクローナル抗体 - P05783

商品番号: CM0011094

前書き

ヒトサイトケラチン18（CK-18、K18）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーでバリデーション済み。上皮細胞生物学、中間径フィラメント、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトサイトケラチン18 mAb
備考／別名	K18 ; CK-18 ; CYK18
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3875
GeneID	3875
免疫原	組換えタンパク質：ヒトサイトケラチン18のアミノ酸241～430に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_000215.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P05783
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ