


フローサイトメトリー用

ウサギ抗ヒトサイトケラチン19（Krt19）モノクローナル抗体 - P08727

商品番号: CM0009002



前書き

細胞内フローサイトメトリー用に設計されたウサギ抗ヒトサイトケラチン19（KRT19）モノクローナル抗体。上皮細胞生物学およびがん幹細胞研究に適しています。 - P08727

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトサイトケラチン19（KRT19）mAb
備考／別名	K19; CK19; KICS
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3880
GeneID	3880
免疫原	合成ペプチド ヒトサイトケラチン19（NP_002267.2）のアミノ酸301～400内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P08727
タンパク質分子量	44kDa
配送	保冷バッグ