

ウサギ抗ヒトサイトケラチン8モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P05787

商品番号: CM0010861



前書き

ヒトサイトケラチン8（K8、CK-8）（II型ケラチン中間径フィラメントタンパク質）に対する標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー（FC）での使用が検証されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトサイトケラチン8 mAb
備考／別名	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
種	ヒト
GeneID	3856
免疫原	ヒトサイトケラチン8（NP_002264.1）のアミノ酸1～483に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P05787
タンパク質分子量	53kDa/56kDa
配送	保冷バッグ