

ウサギ抗ヒトサイトケラチン8 モノクローナル抗体 ()

細胞内フローサイトメトリー用 - P05787

商品番号: CM0010459



前書き

ヒトサイトケラチン8に対するウサギモノクローナル抗体で、色素に結合しています。細胞内フローサイトメトリー（FC）で検証済み。上皮細胞の重要な中間径フィラメントタンパク質であるKRT8を標的とします。細胞骨格および上皮生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトサイトケラチン8 mAb
備考/別名	KRT8; CARD2; CK-8; CK8; CYK8; K2C8; K8; KO; ケラチン8
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3856
GeneID	3856
免疫原	ヒトサイトケラチン8 (NP_002264.1) のアミノ酸1-483に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P05787
タンパク質分子量	53kDa/56kDa
輸送	氷袋