

ウサギ抗ヒトサイトケラチン8モノクローナル抗体 細胞内フローサイトメトリー用 - P05787

商品番号: CM0008285



前書き

結合ウサギ抗ヒトサイトケラチン8（CK8）モノクローナル抗体、細胞内フローサイトメトリー用。ヒトKRT8（単純上皮マーカー）を検出し、がんおよび上皮細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトサイトケラチン8 mAb
備考/別名	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3856
GeneID	3856
免疫原	ヒトサイトケラチン8（NP_002264.1）のアミノ酸1-483に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P05787
タンパク質分子量	53kDa/56kDa
出荷	氷袋