


ウサギ抗ヒトDc-Signr/Cd299 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9H2X3

商品番号: CM0012676



前書き

ヒトDC-

SIGNR（CD299）を標的とする蛍光標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーションに特化し、ヒトに反応性を示します。ウイルス付着および免疫監視研究に使用されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒトDC-SIGNR/CD299 mAb
備考/別名	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10332
GeneID	10332
免疫原	ヒトDC-SIGNR/CD299（NP_055072.3）のアミノ酸71-399に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H2X3
タンパク質分子量	24kDa-45kDa
発送	保冷バッグ