

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトデスモグレイン3/Pva モノクローナル抗体 - P32926

商品番号: CM0010501



前書き

ヒトデスモグレイン3/PVA (DSG3) に対する
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー
用に検証済み。細胞接着に関与するデスモソーム型
カドヘリンである130 kDa
天疱瘡抗原を標的とします。皮膚および粘膜研究に最
適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	標識 ウサギ抗ヒトデスモグレイン3/PVA モノクローナル抗体
備考/別名	PVA; ABOLM; CDHF6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1830
免疫原	ヒトデスモグレイン3/PVA (NP_001935.2) のアミノ酸50-615に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P32926
タンパク質分子量	108kDa
発送条件	保冷バッグ