


Rabbit Anti-Human Desmoglein 3/Pva Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P32926

商品番号: CM0004233



前書き

ヒトデスモグレイン-3 (PVA/CDHF6) を標的とする高性能な結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み；デスモソーム接着、ケラチノサイト生物学、および尋常性天疱瘡の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human Desmoglein 3/PVA mAb
備考/別名	PVA; ABOLM; CDHF6
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1830
遺伝子ID	1830
免疫原	組換えタンパク質 ヒトデスモグレイン3/PVA (NP_001935.2) のアミノ酸50-615に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P32926
タンパク質分子量	108kDa
配送	アイスバッグ