

ウサギ抗ヒトDLL4モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q9Nr61

商品番号: CM0005925



前書き

フローサイトメトリー用に開発された、ヒトDLL4に対する共役ウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体での検証が完了しており、Notchシグナル伝達、血管新生、神経新生の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human DLL4 mAb
別名	AOS6; delta4; hdelta2; delta-like protein 4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54567
遺伝子ID	54567
免疫原	ヒトDLL4 (NP_061947.1) のアミノ酸27〜524番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	Q9NR61
タンパク質分子量	75kDa
輸送方法	保冷剤