

ウサギ抗ヒトDnajb1/Hsp40 モノクローナル抗体（Fc用） - P25685

商品番号: CM0012514



前書き

ヒトDNAJB1/HSP40を標的とする高品質なモノクローナル抗体で、細胞内フローサイトメトリーに適しています。熱ショック応答やシャペロン機能の研究に最適です。交差反応性：ヒト。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトDNAJB1/HSP40 mAb
備考/別名	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3337
免疫原	ヒトDNAJB1/HSP40（NP_006136.1）のアミノ酸241～340番領域に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P25685
タンパク質分子量	27kDa/38kDa
発送方法	保冷剤