

ウサギ抗ヒト Dnajb1/Hsp40 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P25685

商品番号: CM0005936



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体はヒトDNAJB1/HSP40を標的とし、細胞内フローサイトメトリーで検証済みです。ヒトサンプルに反応し、27 kDaおよび38 kDaのアイソフォームを検出します。ストレス応答およびシャペロン研究での研究用に使用します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト DNAJB1/HSP40 mAb
備考/別名	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3337
GeneID	3337
免疫原	ヒトDNAJB1/HSP40 (NP_006136.1) のアミノ酸241-340領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P25685
タンパク質分子量	27kDa/38kDa
配送	アイスバッグ