

ウサギ抗ヒト E-カドヘリン/Cd324 Mab（Fc用） - P12830

商品番号: CM0012553



前書き

ヒト E-カドヘリン/CD324を標的とするABflo
488結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメ
トリー（FC）でバリデーション済み。上皮細胞接着お
よびカドヘリン-
1機能の研究に最適。ヒトと交差反応します。予測分
子量は90/97 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト E-カドヘリン/CD324 mAb
備考/別名	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
種	ヒト
GeneID（ヒト）	999
GeneID	999
免疫原	組換えタンパク質 ヒト E-カドヘリン/CD324のアミノ酸155～707（NP_004351.1）に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P12830
タンパク質分子量	90kDa/97kDa
配送	保冷バッグ