

フローサイトメトリー（Fc）用 ウサギ抗ヒトE-カドヘリン/Cd324 モノクローナル抗体 - P12830

商品番号: CM0010384



前書き

ヒトE-

カドヘリン/CD324を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体（SWISS:

P12830）。フローサイトメトリー（FC）でバリデーション済みであり、細胞接着、上皮間葉転換、腫瘍浸潤の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ抗ヒトE-カドヘリン/CD324 mAb
備考／別名	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	999
遺伝子ID	999
免疫原	組換えタンパク質（ヒトE-カドヘリン/CD324 mAbのアミノ酸155～707に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_004351.1））
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P12830
タンパク質分子量	97kDa
輸送	保冷バッグ