

ウサギ抗ヒトE-カドヘリン/Cd324

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P12830

商品番号: CM0009559



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトE-カドヘリン/CD324を標的とし、フローサイトメトリーで検証済み。上皮細胞接着、EMT、癌浸潤、カドヘリン介在性細胞選別の研究に最適。反応性：ヒト；分子量：約90-97 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトE-カドヘリン/CD324 mAb
備考/別名	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324
種	ヒト
遺伝子ID	999
免疫原	ヒトE-カドヘリン/CD324 (NP_004351.1) のアミノ酸155-707に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P12830
タンパク質分子量	90kDa/97kDa
輸送	保冷バッグ