


ウサギ抗ヒトEgfrモノクローナル抗体（Fc用） - P00533

商品番号: CM0012217



前書き

に結合したウサギモノクローナル抗ヒトEGFR抗体で、フローサイトメトリー（FC）用に検証済み。がんにおけるEGFRシグナル伝達、ウイルス侵入、発生生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトEGFRモノクローナル抗体
備考/別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
免疫原	組換えタンパク質 ヒトEGFR (NP_005219.2) のアミノ酸335-525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
発送条件	保冷バッグ