

ウサギ抗ヒトEgfrモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P00533

商品番号: CM0008412



前書き

ウサギ抗ヒトEGFRモノクローナル抗体は、ヒト検体におけるフローサイトメトリー用に検証済みです。細胞外ドメイン（アミノ酸335-525）を標的とし、受容体シグナル伝達研究および腫瘍学研究アプリケーションを可能にします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトEGFRモノクローナル抗体
備考/別名	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
免疫原	組換えタンパク質\ヒトEGFR (NP_005219.2) のアミノ酸335-525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
輸送	保冷バッグ