


ウサギ抗ヒト Egfr Mab For If/Icc, Fc - P00533

商品番号: CM0010410



前書き

高品質な蛍光標識ウサギモノクローナル抗体（抗ヒトEGFR）。がんおよびシグナル伝達研究における免疫蛍光法およびフローサイトメトリー用途で検証済み。I
VD原材料の調達に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト EGFR mAb
備考/別名	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; 上皮成長因子受容体
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	ヒトEGFR (NP_005219.2) のアミノ酸335-525に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
配送	アイスバッグ