

If/IccおよびFc用 標識 ウサギ抗ヒトEgfrモノクローナル抗体 - P00533

商品番号: CM0010157



前書き

ヒトEGFRを標的とする標識ウサギモノクローナル抗体です。IF/ICCおよびFCアプリケーションで検証済みです。CamelBioからIVD研究用に迅速にお届けします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトEGFR mAb
備考/別名	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; 上皮成長因子受容体
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1956
GeneID	1956
免疫原	ヒトEGFR (NP_005219.2) のアミノ酸335-525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
発送	保冷剤入り