


ウサギ 抗ヒト Egfr モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - P00533

商品番号: CM0004740



前書き

免疫蛍光染色およびフローサイトメトリー用の標識ウサギ抗ヒトEGFRモノクローナル抗体。上皮成長因子受容体の細胞外ドメイン（アミノ酸335-525）を標的とします。ヒト検体に適しており、研究用として検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヒト EGFR mAb
備考/別名	EGFR; ERBB; ERBB1; HER1; NISBD2; PIG61; mENA; 上皮成長因子受容体
種	ヒト
GeneID (Human)	1956
GeneID	1956
免疫原	ヒトEGFR（NP_005219.2）のアミノ酸335-525に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主種	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P00533
タンパク質分子量	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
輸送	保冷バッグ