


フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトErbB3/Her3モノクローナル抗体（） - P21860

商品番号: CM0011109



前書き

ヒトErbB3/HER3（UniProt P21860）を標的とする、標識ウサギモノクローナル抗体です。フローサイトメトリー（FC）での使用が検証済みです。ヒト上皮組織およびがんサンプルにおけるErbB3/HER3発現やニューレグリンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトErbB3/HER3 mAb
別名	ERBB3; ErbB-3; HER3; LCCS2; MDA-BF-1; c-erbB-3; c-erbB3; erbB3-S; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; erb-b2 receptor tyrosine kinase 3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2065
遺伝子ID	2065
免疫原	ヒトErbB3/HER3（NP_001973.2）のアミノ酸20～643番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21860
タンパク質分子量	20kDa/36kDa/77kDa/141kDa/148kDa
発送	保冷剤