


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト Erbb3/Her3 モノクローナル抗体 - P21860

商品番号: CM0012030



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体は、ヒトErbB3/HER3受容体型チロシンキナーゼを特異的に検出します。ヒト試料を用いたフローサイトメトリー用途向けに設計されており、腫瘍学およびシグナル伝達研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト ErbB3/HER3 mAb
備考／別名	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2065
GeneID	2065
免疫原	ヒトErbB3/HER3のアミノ酸20～643に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001973.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	P21860
タンパク質分子量	148 kDa
輸送条件	保冷バッグ