


ウサギ抗ヒトErbB3/Her3 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P21860

商品番号: CM0010819



前書き

で標識した、ヒトErbB3/HER3を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用です。ニューレグリンシグナル伝達とPI3K活性化に参与する受容体型チロシンキナーゼの細胞外ドメイン（aa20-643）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトErbB3/HER3 mAb
別名	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3
対象種	ヒト
遺伝子ID	2065 (ヒト)
免疫原	ヒトErbB3/HER3 (NP_001973.2) のアミノ酸20～643番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
Swiss-Prot	P21860
タンパク質分子量	148 kDa
発送方法	氷袋