


Rabbit Anti-Human Erg Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P11308

商品番号: CM0010590



前書き

ヒトERG (p55/erg-3)
を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。細胞内
フローサイトメトリー用途に特化しており、ヒトサン
プルで検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human ERG mAb
備考/別名	p55; erg-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2078
GeneID	2078
免疫原	ヒトERG (NP_891548.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P11308
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋