


細胞内フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトErgモノクローナル抗体 - P11308

商品番号: CM0008692



前書き

ヒトERG (p55/erg-3)

を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリー (FC intra)

用途向けに設計されています。ヒトERGを認識し、予測分子量は54kDaです。UniProt: P11308。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトERG mAb
別名	p55; erg-3
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2078
免疫原	ヒトERG (NP_891548.1) のアミノ酸1-100番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P11308
タンパク質分子量	54kDa
発送方法	保冷剤