

Rabbit Anti-Human Fap Monoclonal Antibody For Fc - Q12884

商品番号: CM0009346



前書き

フローサイトメトリー用標識ウサギ抗ヒトFAPモノクローナル抗体。ヒトサンプル中の線維芽細胞活性化タンパク質アルファ（FAPα）を特異的に検出します。がん、線維症、および組織リモデリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human FAP mAb
備考/エイリアス	FAP; DPPIV; FAPA; FAPalpha; SIMP; prolyl endopeptidase FAP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2191
GeneID	2191
免疫原	ヒトFAP (NP_004451.2) のアミノ酸26-760に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12884
タンパク質分子量	27kDa/87kDa
配送	氷袋