

ウサギ抗ヒト Fatp1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q6Pcb7

商品番号: CM0004120

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（ヒトFATP1 (SLC27A1) 標的）。細胞内フローサイトメトリーで検証済み。本製品は、脂肪酸輸送および代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト FATP1 mAb
備考/別名	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	376497
遺伝子ID	376497
免疫原	ヒトFATP1 (NP_940982.1) のアミノ酸510-646に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6PCB7
タンパク質分子量	52kDa/71kDa
配送	アイスバッグ