

ウサギ抗ヒトFatp1モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - Q6Pcb7

商品番号: CM0012124

前書き

ヒトFATP1（SLC27A1）に対する標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーでの検証済み。長鎖脂肪酸の輸送および代謝研究に有用。UniProt Q6PCB7。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトFATP1 mAb
備考/別名	FATP; FATP1; ACSVL5; FATP-1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	376497
GeneID	376497
免疫原	ヒトFATP1（NP_940982.1）のアミノ酸510～646に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6PCB7
タンパク質分子量	52kDa/71kDa
輸送	保冷バッグ