

ウサギ抗ヒトFgfr3モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P22607

商品番号: CM0004927



前書き

ヒトFGFR3を対象とした結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。FGFR3は軟骨細胞分化と骨格発生の重要な調節因子です。細胞解析に最適な製品です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトFGFR3 mAb
備考/別名	ACH; CEK2; JTK4; CD333; HSFGR3EX
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2261
GeneID	2261
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
応用	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P22607
タンパク質分子量	88kDa
輸送方法	氷袋