


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト Flt3/Cd135 モノクローナル抗体 - P36888

商品番号: CM0012501



前書き

標識ウサギ抗ヒト Flt3/CD135

モノクローナル抗体。フローサイトメトリー用に検証済み。造血細胞の分化と生存に関与する受容体型チロシンキナーゼ FLT3 を標的とします。幹細胞および白血病研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト Flt3/CD135 mAb
備考/別名	FLT3; CD135; FLK-2; FLK2; STK1; fms related tyrosine kinase 3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2322
GeneID	2322
免疫原	ヒト Flt3/CD135 (NP_004110.2) のアミノ酸 27-163 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P36888
タンパク質分子量	108kDa/112kDa
発送	保冷バッグ